

Prostředek pro čištění trysky Geberit AquaClean 8000plus



Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro Geberit AquaClean 8000plus
- Pro Balena 8000

Vlastnosti

- Obsah 400 ml
- Na cca 650 použití
- Dermatologicky testováno, schváleno

Obsah dodávky

- Prostředek pro čištění trysky 400 ml

Pol. č.

242.545.00.1



- Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Pokyny a opatření k bezpečné manipulaci s nebezpečnými látkami jsou uvedeny v dodatku nebo na adrese www.geberit.com.